



## SGSOFT® Haavasidos



SGSOFT® Haavasidos saatavilla:

| Koko    | Tuote  | kpl/pkt |
|---------|--------|---------|
| 10x10cm | 110 10 | 10      |
|         |        |         |
|         |        |         |

**Valmistaja:** Silvergreen Oy

**Tuoteseloste:** SGSOFT Haavasidos on steriili kertakäyttöinen, kuitukankainen haavasidos, joka koostuu viskoosista (VI), polyesteristä (PET) ja ionista hopeaa (Ag) sisältävistä polyesterikuiduista (PET). SGSOFT Haavasidoksessa oleva ioninen hopea estää bakteerien jakautumisen ja leviämisen haavassa.

**Tuotekuvaus:** SGSOFT Haavasidos on valkoinen, pehmeä kuitukankainen haavasidos. Sidos voidaan asettaa haavapintaa vasten, joko taitoksena tai siitä voidaan leikata sopivan kokoiseksi haavaan. Sidos on hyvä peittää toisella valmisteella. Sidos tulee vaihtaa viimeistään 7 vrk:n kuluttua.

**Toimintaperiaate:** SGSOFT Haavasidos imee kudoseritteen ja eritteessä olevat tulehdusta aiheuttavat bakteerit ja hiivasienet. Joutuessaan kontaktiin sidoksen ionisen hopean kanssa mikrobien lisääntyminen pysähtyy.

Sidoksen imukyky on 10-kertainen omaan painoonsa nähden ja se johtaa ylimääräisen kosteuden seuraavaan kerrokseen. Sidoksen päällä suositellaan käytettävän erityisestä riippuen peittävää sekundaarista sidosta, jolla luodaan kostea haava ympäristö.

**Käyttöaiheet:** SGSOFT Haavasidos soveltuu käytettäväksi kaikkiin erittäviin, pinnallisiin ja syviin haavoihin. Sidos soveltuu erinomaisesti paine-, sääri- ja diabeteshäavoihin. Sidosta voidaan myös käyttää pinnallisissa palovammoissa, traumahaavoissa ja kirurgisissa leikkauksissa ja toimenpidehaavoissa. Antimikrobisen toimintonsa ansiosta sidos soveltuu erityisesti haavainfektioiden ennaltaehkäisyyn sekä infektoituneiden haavojen hoitoon.



### Asettelu:

1. Puhdista haava toimenpideohjeiden mukaisesti.
2. Valitse haavasidos, joka on hieman haavaa suurempi. Sidosta voi leikata.
3. Avaa steriili haavasidospakkaus ja taita tai leikkaa haavasidos haavaan sopivaksi.
4. Aseta haavasidos suoraan haavapohjaa vasten.
5. Varmista imukyky käyttämällä riittävästi haavasidoksia, voit myös asettaa syvälle haavalle useamman sidoskerroksen. Peitä sidos sekundaarisella sidoksella.
6. Huolehdi, että sidos pysyy kosteana ja tarvittaessa kostuta sidosta. Voit myös valita kosteustasapainoa ylläpitävän peittosidoksen esim. polyuretaanikalvon tai hydrokolloidin.

**Käyttäytyminen haavassa:** SGSOFT Haavasidoksen kuidut imevät kudoseritteen, eritteessä olevat haavan patogeeneit, eli tulehdusta aiheuttavat mikrobit ja hiivasienet joutuvat kontaktiin ionisen hopean kanssa. Puhdistunut haavaerite toimii hyvin haavapohjaa kostuttavana. Sidoksesta ei irtoa haavaan hopeaioneja eikä muita partikkeleja.

**Poistaminen:** Vaihda haavasidos, kun haavan eritteen määrä ylittää haavasidoksen imukyvyn. Nosta sidos varoen haavalta. Tuote poistuu haavalta yhtenäisenä.

**Säilytys:** Varastointi ja säilytys tulee tapahtua kuivassa tilassa.

**Säilyvyys:** Tuotteen säilyvyys on merkitty tuotteen pakkaukseen.

**Lisätietoja:** SGSOFT Haavasidosta ei tule käyttää sisäisten haavojen hoitoon tai henkilöillä, joilla on todettu olevan yliherkkyys hopealle.

## Ehkäise infektio ajoissa!

